

eGK – Lesegerät

im Express-Programm aktivieren

Benutzeranleitung

Stand: 22. April 2025





Wenn Sie an einem Arbeitsplatz ein Lesegerät zum Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte angeschlossen haben, müssen Sie das Lesegerät im Express-Programm wie folgt aktivieren:

- 1. In der Express-Programmauswahl öffnen Sie unter |Sonstiges| das Programm |Installationsdaten|.
- 2. Anschließend wählen Sie unter der Registerkarte |Software/Hardware| die Funktion |Hardware-Konfiguration| an.
- 3. Es erscheint eine Kennwortabfrage:

Passwort abfragen	×
Kennwort:	✓ OK

Geben sie bitte *schilling* ein. Und bestätigen Sie die Eingabe über |OK|.

4. Das Konfigurations-Fenster wird geöffnet:

nstallation Softwa	re/Hardware Schnittstelle	n-Konfiguration
1 . Arbeitsplat	z aktiviert: Ja	∽ 4 sind/ist aktiv
VK-Lesegerät:	ohne Lesegerät	∨ Gerätetyp / Port-Nr*: 0 🥋
Daten-Update:	V 8.88.0	Info über Standarddrucker
BEKV-Ausgabe:	02/25	Typ: Windows-Drucker Ausgang: Standarddrucker
Diskette für DTA:	keine 🗸	Hinweis:
Blättern		
22 7 mi	ck Vor >>	

Aktivieren Sie über das Pulldown-Menü des Feldes |VK-Lesegerät| die Funktion |COM/USB od. TI-Konfg. Port|:

Installationsdate	en -	
Installation Softw	are/Hardware Schnittstellen-Konfiguratio	on
1 . Arbeitspl	atz aktiviert: Ja	1 sind/ist aktiv
VK-Lesegerät:	ohne Lesegerät	🧹 Gerätetyp / Port-Nr*: 0 🌼

Verwenden Sie zum Einlesen der Versichertenkarte eine Cherry-Tastatur markieren Sie bitte |CHERRY-Tastatur|.

5. Anschließend klicken Sie auf das Konfigurationsrädchen 🅮.

Port-Nr	1001
Arbeitsplatz-ID	
EBZ-Antrag (eAr	ntrag versenden)
O stdd. per zer (Komfortsig	ntralen EBZ.Service Dienst gnatur erforderlich)
ODirektversar (Einzelsign	nd von dieser Station atur/PIN-Eingabe erforderlich)

Die Angaben im Feld |Port-Nr| werden automatisch aus den Angabe der |Arzt-Daten| übernommen.

6. Im Feld |Arbeitsplatz-ID| geben Sie den Namen des Arbeitsplatzes ein, an dem das Lesegerät angeschlossen ist.

Wenn Ihnen der Name nicht bekannt ist, öffnen Sie in |easyTI| die |Einstellungen 🕺 |.

Blättern Sie dort zur Zeile |Aufrufkontexte|. In der Spalte |Arbeitsplatz| wird der Arbeitsplatzname angezeigt:

Verwaltung		Benutzer	Stam	mdaten Karten	Einstellungen	easyTi
Einstellungen						
Konnektor 1 von 1						
Hersteller		τı	SIS	IP-Adresse	Produkttyp	
Security Networks AG		Online	Online	192.168.169	5.61.0	
Kartenterminals 1 von 1 Hersteller Name des Kartenterminale				IP-Adresse	Produktname	
✓ DECHY ST-1506-SWS				192.168.169	ST1506	
Aufrufkontexte 1 von 1 Menteet	Clientsystem Express		Arb Ti	eëtsplatz EST	٦	

Tragen Sie den Namen, der bei Ihnen angezeigt wird, in das Feld |Arbeitsplatz-ID| ein.

- 7. Über die Button |Speichern| und |OK| beenden Sie die Eingaben.
- 8. Danach schließen Sie das Express-Programm und starten es neu.

Mit dem Neustart des Express-Programms werden die neuen Konfigurationsdaten aktiviert. Das Einlesen einer Versichertenkarte ist nun möglich.

Computer Forum GmbH Norderstr. 26 * 25335 Elmshorn Fon: +49 - (0) - 4121 - 2380 Fax: +49 - (0) - 4121 - 20336 www.dental-vision.de info@dental-vision.de Geschäftsführer

Hans Georg Schilling Registergericht Pinneberg HRB 1529 EL

Bankverbindung

VR Bank in Holstein eG IBAN DE44 2219 1405 0017 0830 90 BIC GENODEF1PIN Steuernummer: 18 / 294 / 06653 Ust.-Id.-Nr. DE 134 847 405 ortho Express dental Express e Timer e Firchiv